

自动定氮仪检测报告

型号：K1306

仪器编号：SS052113RL

序号	检查项目	检测方法	状态
1	机箱、玻璃制品等外露部件外观无破损、无划痕	目测	合格
3	内部清洁、无污渍、无多余遗留物；外表清洁、无污渍、无破损、无划痕。	目测清洁度，前后左右晃动仪器判断内部是否有残留物	合格
4	所有的硅胶管接口都用卡箍固定	目测硅胶管接口位置	合格
5	所有的三元乙丙管接口都用卡箍固定	目测三元乙丙管接口位置	合格
6	走线整齐并已固定，所有插头无裸露现象，均可靠连接。	目测仪器走线，用手触摸接头处是否松动	合格
7	走管整齐，无死弯	目测	合格
8	所有电路板粘贴合格证	目测	合格
9	所有外部电器接口安装防尘盖	目测	合格
10	所有电磁阀插座固定螺丝已拧紧	用螺丝刀检查螺丝是否拧紧	合格
11	滴定器组件接口牢固(全自动)	用手转动检查是否拧紧	合格
12	滴定器支架安装牢固(全自动)	用螺丝刀检查螺丝是否拧紧	合格
13	电路板线孔不得同时插两个线头	目测	合格
14	电路板上电线不能裸露，压线时必须把线皮压上	目测	合格
16	所有螺纹螺母加弹垫平垫，并用 704 胶固定	目测	合格
17	所有试剂口已用堵头封口	目测	合格
18	所有未用试剂接口和电器接口贴封片	目测	合格
19	所有接口有正确标识，并和使用说明书一致	目测	合格
20	安全门已安装高温磁铁，吸力正常	打开安全门是否用力轻松，不费劲，关闭安全门时是否能靠引力自动闭合	合格
21	蒸汽管剪成燕尾、口距试管底部 3~5mm	目测	合格
22	● 测试仪器空白值，空白值极差低于 0.1mL ● 测试液固态硫酸铵样品，结果满足仪器要求的性能指标。（此项检查时必须把安全功能，稀释水、预热、液位检测全部打开）	回收率≥99.5%、极差≤0.2、RSD≤0.5%	合格